

國立臺灣海洋大學海洋生物研究所超低溫（-80℃）冷凍櫃使用規則

中華民國 90 年 3 月 5 日所務會議通過
 中華民國 101 年 4 月 20 日所務會議通過
 中華民國 108 年 9 月 24 日所務會議通過

- 一、 超低溫（-80℃）冷凍櫃（以下簡稱本櫃）放置於綜合二館四樓走廊，供本所教師共用，由抽籤決定每位教師使用之固定空間，鑰匙由所辦技士保管。
- 二、 本櫃之設定溫度由全體教師議決。（-70℃）
- 三、 存放於櫃內之物品須標明「存放者姓名」、「存放日期」、「物品名稱」及「存放期限」，標籤格式如下：

物 品 名 稱					
存 放 日 期	年 月 日	存 放 期 限	年 月 日		
存 放 者 姓 名					

- 四、 為維護本櫃功能良好，訂每月初清潔櫃門一次；每十二月底清潔櫃倉一次。維護及清潔工作由所辦技士督導工讀生為之。未標示樣品，將於清櫃時清除。
- 五、 本櫃掛置開啟記錄簿，使用者每次開啟櫃門時務必登記，以保持完整冷凍櫃使用記錄。
- 六、 使用時應盡量縮短開啟櫃門時間，以免櫃內溫度回昇。為避免開櫃次數過於頻繁，原則訂每天上午十一時為開櫃時間，如有特殊需要可洽所辦技士。
- 七、 其他未盡事宜，得由所務會議隨時增訂；本規則由所務會議通過後公布實施，修正時亦同。

超低溫（-80℃）冷凍櫃空間分配表

1	張 正老師	2	黃將修老師	上層櫃
3	陳天任老師	4	楊倩惠老師	
5	何櫻寧老師	6	臨時位置	下層櫃
7	臨時位置	8	臨時位置	